

Faccette estetiche in ceramica a confronto

TRESSIS ITALIA

NATURAL LIVE EFFECT SYSTEM

Sistema integrato per Medico e Tecnico per faccette in ceramica. Tressis Italia presenta il sistema Natural Live Effect System, un sistema integrato che sviluppa una sinergia tra medico e tecnico per la realizzazione di faccette in ceramica. Niente più difficoltà nella realizzazione di faccette in ceramica: grazie al sistema Natural Live Effect il risultato altamente estetico è una realtà.



Legenda: **P** primo piano **1** a confronto **+** approfondimento **€** in offerta

* I prezzi si intendono al netto di IVA

► Faccette estetiche in ceramica

Denominazione del prodotto	CERAMCO IC PTM/ALL-CERAMICS INGOT	HERACERAM PRESS	IPS IN LINE	LAMINA	LUMINESSE II LF
Produttore	Dentsply Prosthetics	Heraeus Kulzer	Ivoclar Vivadent	Shofu Inc.	Talladium Inc.
Categoria	Ceramica leucitica	Feldspatica	Feldspatica con cristalli di leucite	Feldspatica rinforzata con leucite	Ceramica vetrosa allumino silicato
Metodo di fabbricazione	Pressata, stratificata su refrattario, tecnica di pitturazione	Leucite stabilizzata SIS grazie alla bilanciatura dei cristalli di leucite in fase di realizzazione, prevengono un aumento incontrollato del CET e la sostanziale predisposizione alle scheggiature	Cottura su rivestimento refrattario	Cottura	Pressatura
Materiale: composizione %	80-100 sodium potassium alluminiumsilicate, Tin oxide 0-5	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , K ₂ O, Na ₂ O, Li ₂ O, CaO, B ₂ O ₃ F, CeO ₂ , SnO ₂	Ossido di alluminio 13-18, ossido di Ba 2,5, ossido di Ca 3, ossido di Nas 4-8, ossido di Si 5,5- 65,5, pigmenti 2 valori in peso	SiO ₂ 57-62, AL ₂ O ₃ 14-17, K ₂ O 9-11, Na ₂ O 5 -7, pigmenti 2-4	•
Descrizione del prodotto	Sistema ceramico integrato per tecnica di stratificazione, pressatura integrale e su metallo con un unico materiale	Ceramica a pressione per ricostruzioni dentali in ceramica, faccette, intarsi, onlays, corone	Ceramiche da rivestimento estetico a base di leucite, indicate per la realizzazione di restauri in metallo ceramica con tecnica di stratificazione o di termopressatura e per realizzazione di faccette su rivest. refrattario	Ceramica per faccette e intarsi con effetto coprente e ottime caratteristiche estetiche e fisiche. Ottima anche per denti discromici	Ceramica pressabile per faccette e intarsi adatta anche alla pressatura su metallo
Sistema cromatico	Vita Classic	Vita	Chromasco e Vita Classic	Vintage Shofu	Vita
N° tinte	16	A1-D4 16 colori	20 Chromascop e 16 Vita Classic	6	20
Preparazione necessaria	•	No	Si deve possibilmente avvenire nello smalto. Non apportare i limiti incisali della preparazione nell'area delle superfici da abrasione e delle superfici di abrasione	A discrezione dell'odontoiatra	A discrezione dell'odontoiatra
Minimo spessore (mm)	0,8	0,8	0,2-0,3/0,6-1/0,8-1,2	•	0,4
Tecnica di cementazione	Adesiva	Adesiva	Con cemento composito estetico tipo VarioLink Veneer fotopolimerizzante oppure con cemento Composito fotopolimerizz. duale tipo Multilink Automix	Adesiva, cementi resinosi	Adesiva, cementi resinosi
Resistenza alla compressione (MPa)	•	•	•	•	•
Resistenza alla flessione (ISO 6872) (MPa)	90-135	120	80 ±10 N/mm ²	>85	•
Necessità di provvisorio	•	No	Si possibilmente meglio Telio Lab	A discrezione dell'odontoiatra	A discrezione dell'odontoiatra
Prezzo di listino*	Non fornito	Euro 70,40 (5 pezzi) 139,00 (10 pezzi)	Non fornito	Euro 295,00 Full set	Non fornito

GLI OPERATORI INCLUSI NEL CONFRONTO SULLE FACCETTE ESTETICHE IN CERAMICA

Davis Schottlander LTD -
www.schottlander.com
(Importatore Yen Co -
043.8842440 - www.yenco.it)

Dentsply Prosthetics -
www.dentsply.com
Heraeus Kulzer - 02.2100941 -
www.heraeus-dental.it /

www.heraeus-heraceram.com
Ivoclar Vivadent srl -
051.6113555 -
www.ivoclarvivadent.it

Nobil Mermal spa - 0141.933811
- www.nobilmetal.it
Pentron Ceramics -
www.pentronceramics.com

Legenda: **P** primo piano **I** a confronto **+** approfondimento **€** in offerta

* I prezzi si intendono al netto di IVA

► Faccette estetiche in ceramica

Denominazione del prodotto	MATCHMAKER PRESS	NATURAL CERAMIC SYSTEM P +	PERFORMANCE PRESS ALL CERAMICS INGOTS	PRESS TIGE	VINTAGE MP
Produttore	Davis Schottlander Ltd	Tressis Italia srl	Nobil Meral spa	Pentron Ceramics	Shofu Inc.
Categoria	Matrice vetro e leucite	Vetroceramica bifasica	Ceramica sintetica leucitica	Feldspatica	Felspatica rinforzata con leucite
Metodo di fabbricazione	Pressatura, stratificazione, lucidatura	Stampaggio e stratificazione	Pressata, possibilità di stratificazione e pitturazione	Pressatura	Cottura
Materiale: composizione %	Biossido di silicio 55-65, ossido d'alluminio 10-15, ossido di potassio 10-15, triossido di boro 0-2	SiO ₂ , K ₂ O, Na ₂ , CaO, B ₂ O ₃ , BaO, CeO, TiO ₂ , Al ₂ O ₃	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , K ₂ O, Na ₂ , CaO, B ₂ O ₃ , CeO ₂ , TiO ₂ , BaO 97-99,9, pigmenti 0,1-3	.	SiO ₂ 55-60, Al ₂ O ₃ 10-16, K ₂ O 5-11, Na ₂ O 2-16, CaO 1-2, B ₂ O ₃ 0-5, Sb ₂ O ₃ 0,1-0,2, altro 0-5
Descrizione del prodotto	Ridotti cicli di pittura	Sistema di ceramica ad alta fusione, a bassa fusione e per zirconia, utilizzabile per faccette sia con la tecnica di pressatura sia con la tecnica di stratificazione e cottura diretta su refrattario. Utilizzabile anche tecnica monomassa The One	Ceramica dentale a bassa punto fusione e alta espansione. Lingotti fluorescenti per corone integrali e faccette. Possibilità di stratificazione con la ceramica Performance oppure colorati	Ideale per la tecnica additional. Il restauro può essere ultimato per pittura. Disponibili anche 6 masse da stratificazione e 8 color Spacer in tinta	Microceramica cromaticamente stabile per ripetute cotture e indici di rifrazione analoghi a dentina e smalto naturali
Sistema cromatico	Vita	Vario	Vita	Pellet con cromaticità e trasparenze a scelta	Vita Classical
N° tinte	Tutte	Colorazione classica A-D + A0- B0 e 10 colorazioni speciali	16	4	21
Preparazione necessaria	No	Si la valutazione clinica del tipo di preparazione viene effettuata dall'odontoiatra a seconda del caso	.	No	A discrezione dell'odontoiatra
Minimo spessore (mm)	0,8	0,5	0,8	0,4	.
Tecnica di cementazione	Cementi vetroionomerici, auto e foto polimerizzabili	Adesiva, consigliato sistema di cementazione LUTE IT	Adesiva	Adesiva	Adesiva, cementi resinosi
Resistenza alla compressione (MPa)	.	148	.	.	.
Resistenza alla flessione (ISO 6872) (MPa)	115	120	85-120	165	>85
Necessità di provvisorio	No	Si valutazione clinica del tipo di provvisorio effettuata dall'odontoiatra a seconda del caso	.	.	A discrezione dell'odontoiatra
Prezzo di listino*	Euro 58,65 (5 pellet da 2 gr cad)	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito

(Importatore Sigma MD - 800.866128/06.30363699 - www.sigmadentale.it)
Shofu Inc (Importatore e distributore Ilic Dr. Riccardo spa - 02.55016500 - www.ilic.it)

Talladium Inc. (Importatore e distributore Ilic Dr. Riccardo spa - 02.55016500 - www.ilic.it)
Tressis Italia srl - 043.8418316 - www.tressis.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE - I dati e le informazioni pubblicati in questa sezione, e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. In questa sezione i prodotti, quando possibile, sono raggruppati per omogeneità di destinazione d'uso, ed in ordine alfabetico secondo la denominazione commerciale. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

PI Natural Live Effect System

Sistema integrato per Medico e Tecnico per la realizzazione di faccette in ceramica



TRESSIS ITALIA è l'azienda che ha rivoluzionato il panorama delle ceramiche dentali in Italia e all'estero con l'innovativa monomassa THE ONE, nelle versioni LF, HT e ZIR. Ora Tressis Italia propone Natural Live Effect System, un sistema completo ed integrato che coinvolge Medico e Tecnico e crea una sinergia nella realizzazione delle faccette

in ceramica. Il sistema supporta gli operatori step by step in tutte le fasi: progettazione, realizzazione e cementazione in studio.

Natural Live Effect System per il medico dentista

Al medico dentista, chiamato sempre più ad essere anche "professionista

dell'estetica" Tressis offre:

- **Kit di frese** espressamente studiato per una preparazione precisa, sicura ed efficace delle faccette in ceramica.
- **Kit di cementazione** sistema composito che comprende otto cementi idrosolubili per previsualizzare il risultato finale e otto cementi fotopolimerizzabili per la cementazione definitiva.

Natural Live Effect System per il tecnico

Al tecnico di laboratorio Tressis offre:

- **Ceramiche Natural** realizzate solo con materie prime di altissima qualità.

Nella composizione della ceramica sono presenti dei microprismi capaci di rifrangere la luce e di dif-

fonderla all'interno del manufatto donando al restauro un effetto del tutto simile al dente naturale.



Natural Live Effect System, inoltre, mette a disposizione del medico e dell'odontotecnico protocolli di lavoro collaudati e testati, oltre alla possibilità, attraverso il **Natural Ceram Club**, di accedere ad un'ampia gamma di informazioni scientifiche e consulenze tecniche per risolvere anche i casi più complessi.

Per informazioni:
Tressis Italia srl
Tel. 0438.418316
Assistenza tecnica:
347.9442860
www.tressis.it
info@tressis.it

Fresatrice dentale Roland DWX-50. Dedicata al tuo laboratorio odontotecnico.

Finalmente puoi lavorare in tutta libertà. Con Roland DWX-50. La fresatrice a cinque assi in movimento continuo per realizzare applicazioni dentali in modo autonomo. Ad un prezzo accessibile a tutti.

- Ideale per creare arcate, abutment, ponti, cappette e corone.
- Lavora su zirconia, cere, resine calcinabili e PMMA.
- Supporta fino a 5 utensili con cambio automatico.
- Compatibile con i più diffusi scanner 3D e software CAD/CAM.
- Intuitivo pannello grafico VPanel per gestire ogni fase del lavoro.
- Sistema di aspirazione per le polveri di lavorazione.
- Garanzia e supporto tecnico professionale Roland DG Care.



Roland DG Mid Europe S.R.L.
 via L. Da Vinci, 1/b Zona Industriale
 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALIA
 Tel. (+39) 0735 586558
 Fax (+39) 0735 576176
 dgsales@rolanddme.com

www.rolanddg.it | www.rolandeasyshape.com

