

KHAKI #624

REF 21 62 08 624

PASTA:

Tonalità marrone-beige chiaro con marcati sottotoni grigi, ideale per radici, aree cervicali e caratterizzazione della zona oclusale.



ENZO RED #625

REF 21 62 08 625

PASTA:

Rosso molto brillante, altamente saturo, fluorescente e traslucido, ideale per effetti di dentina e aree gengivali.



GRAY #626

REF 21 62 08 626

PASTA:

Grigio chiaro, fluorescente e traslucido, luminoso, modifica il valore nelle aree incisali e di dentina. Anche POLVERE FLUORESCENTE #126



DARK BROWN #627

REF 21 62 08 627

PASTA:

Marrone scuro, altamente saturo e profondo, ideale per caratterizzare solchi e tavolati oclusali e per scurire altri stain.



LUNE #628

REF 21 62 08 628

PASTA:

Grigio-viola molto profondo, con riflessi blu, fluorescente e traslucido, ideale per effetti incisali e interprossimali.



CHROMA STAINS LIGHT

vedi CHROMA STAINS

PASTA:

Cromie fluorescente e traslucide nelle tonalità A, B, C e D, studiate per ottenere i colori più chiari e luminosi della scala A-D.



CHROMA STAINS

vedi CHROMA STAINS

PASTA:

Cromie fluorescente e traslucide nelle tonalità A, B, C e D, ideali per ottenere colori più caldi della scala A-D. Anche CHROMA POLVERE A, B, C, D.



GLAZE FX

vedi GLAZE FX

POLVERE, PASTA & SPRAY:

Famiglia di glaze ceramici universali per le linee Natural Ceramic, disponibili con diversi gradi di fluorescenza, da zero fino a ultra.



Natural Stains

IN POLVERE & PASTA

DO YOU WANT TO KNOW MORE ABOUT NATURAL CERAMIC SYSTEM?

Scan the QR CODE below or visit www.naturalceramic.com to know more about DENTAL CERAMIC ITALIAN STYLE!

- www.naturalceramic.eu - www.naturalceramic.it - www.naturalceramic.com - www.naturalceramic.it - www.naturalceramic.eu - www.naturalceramic.it - www.naturalceramic.com - www.naturalceramic.it -

TRESSIS ITALIA srl

viale Italia, 194
31015 Conegliano (TV) ITALIA

TEL: (+39) 0438 41 83 16

WEB: www.tressis.it

EMAIL: tressisitalia@gmail.com



DISTRIBUTED BY:



EFFICIENZA E SEMPLICITÀ

La linea **Natural Stains** comprende una raffinata selezione di supercolori fluorescenti in polvere e in pasta, disponibili nelle varianti traslucide e opache.

I super-colori fluorescenti **Natural Stains**, proposti nelle eleganti versioni **COLOR** e **CHROMA**, sono concepiti per ottenere effetti di straordinaria naturalezza e versatilità: entrambe le gamme si prestano sia a una caratterizzazione superficiale elegante, sia a una pittura profonda e sfumata tra le masse di stratificazione.

Le polveri **Natural Stains** sono disponibili anche in colori opachi, non fluorescenti; queste formulazioni offrono una copertura maggiore con una opacità aumentata, ideale per ricreare effetti superficiali sofisticati nelle aree incisali e occlusali.

Tutti i colori **Natural Stains** sono universali nell'applicazione e pienamente compatibili con ogni linea ceramica del **Natural Ceramic System**.

YELLOW #601

REF 21 62 08 601

PASTA:

Giallo intenso, traslucido e fluorescente, per effetti nelle aree cervicali, colletto, mammelloni e radici



MOSS GREEN #605

REF 21 62 08 605

PASTA:

Verde-grigio-marrone, fluorescente e traslucido, con elevata componente grigia, per aree devitalizzate, cervicali ed effetti su false radici.



LIGHT ORANGE #106

REF 21 62 08 106

POLVERE:

Arancio-giallo chiaro, fluorescente e traslucido, brillante, vivace e luminoso, per aree cervicali e fosse dei molari



SAFARI #607

REF 21 62 08 607

PASTA:

Marrone chiaro tendente al giallo, ricco di sfumature grigie, fluorescente e traslucido, per dentina, aree cervicali e radici



BROWN #608

REF 21 62 08 608

PASTA:

Marrone profondo e scuro, fluorescente e traslucido, per effetti su radici, fosse e carie.

Anche POLVERE OPACA #508



CHOCOLATE #109

REF 21 62 08 109

POLVERE:

Marrone intenso con riflessi rossi, fluorescente e traslucido, per colletti, dentina devitalizzata e aree cervicali.



OLIVE GREEN #610

REF 21 62 08 610

PASTA:

Verde oliva-marrone, traslucido e fluorescente, per effetti su dentina e aree cervicali, zone devitalizzate.



VIOLETT #611

REF 21 62 08 611

PASTA:

Violetto altamente fluorescente e traslucido, brillante, leggermente grigiastro, per caratterizzare sia la dentina sia le aree incisali.



METEORITE #612

REF 21 62 08 612

PASTA:

Grigio complesso, fluorescente e traslucido, con note arancioni e blu che creano grande profondità.

Anche POLVERE LOW FLUO #012



PINK #614

REF 21 62 08 614

PASTA:

Rosa chiaro, fluorescente e traslucido, luminoso e brillante, ideale per l'area gengivale.

Anche POLVERE FLUORESCENTE #114



RED PASSION #616

REF 21 62 08 616

PASTA:

Rosa saturo, molto scuro, fluorescente e altamente traslucido, con sfumature violacee e rossastre, ideale per effetti nelle aree gengivali.




LIGHT BLUE #018

REF 21 62 08 018

POLVERE:

Blu chiaro intenso, traslucido e leggermente fluorescente, molto brillante, ideale per effetti nell'area incisale di elementi giovani.



BLACK #620

REF 21 62 08 620

PASTA:

Nero brillante, fluorescente e traslucido, ideale per abbassare il valore senza modificare la tonalità.

Anche POLVERE FLUORESCENTE #120



SAND #622

REF 21 62 08 622

PASTA:

Giallo sabbia saturo intenso, fluorescente e traslucido, vivace, brillante e luminoso con una leggera presenza di grigio.



WHITE #613

REF 21 62 08 613

PASTA:

Bianco brillante, perlaceo, fluorescente e traslucido, per aree incisali

Anche POLVERE FLUORESCENTE #113 e POLVERE OPACA #513



DEEP PURPLE #615

REF 21 62 08 615

PASTA:

Viola intenso, fluorescente e traslucido, con una lieve tonalità grigia, conferisce profondità nelle aree incisali senza abbassare il valore.



LONDON #617

REF 21 62 08 617

PASTA:

Grigio fumé, intenso, a basso valore, fluorescente e traslucido con riflessi violacei e rossastri, ideale nelle aree incisali.



BLUE #619

REF 21 62 08 619

PASTA:

Blu elettrico, fluorescente e traslucido, intenso e brillante, per effetti nelle aree incisali e occlusali.

Anche POLVERE FLUORESCENTE #119



ATLANTIC BLUE #621

REF 21 62 08 621

PASTA:

Blu molto intenso e profondo, fluorescente e traslucido, con marcate note grigie, per effetti nelle aree incisali e interprossimali.



ORANGE #623

REF 21 62 08 623

PASTA:

Arancio mattone, fluorescente e traslucido, brillante, ideale per effetti nelle aree occlusali e nei solchi.

Anche POLVERE FLUORESCENTE #123

