

Natural LF Liquido per Glasura

Liquido di costruzione per ceramiche dentali in pasta o polvere

I liquidi fuoriescono durante l'essiccazione ed evaporano durante la fusione nel processo di ricostruzione dentale.

I liquidi sono maneggiati come dispositivi medici di II^a classe, poiché la polvere ceramica dentale e il liquido di costruzione devono essere visti come un unico prodotto.

Composizione:

Quantità in % di peso:

Butandiol

Natural LF Liquido per Glasura

>95.0

Da mescolare e/o per diluire Glasura, e Supercolori in pasta o polvere, liquidi organici con un alto punto di ebollizione sono stati utilizzati.

Biocompatibilità:

La citotossicità del Liquido per Glasura è testata assieme alla ceramica dentale in polvere.

Questo liquido non ha scadenza.

Dopo svariati anni il liquido potrebbe diventare leggermente giallognolo ma questo non ha alcun effetto sulla qualità del prodotto.