

Natural LF Liquido di Modellazione

Liquido di costruzione per ceramiche dentali in pasta o polvere

I liquidi fuoriescono durante l'essiccazione ed evaporano durante la fusione nel processo di ricostruzione dentale.

I liquidi sono maneggiati come dispositivi medici di II^a classe, poiché la polvere ceramica dentale e il liquido di costruzione devono essere visti come un unico prodotto.

Composizione:	Quantità in % di peso:		
	H ₂ O (deionizzata)	Butandiol	Chloride
Natural LF Liquido di Modellazione	>97.0	<5.0	<0,15

Il Liquido di Modellazione è una soluzione salina inorganica usata per modellare la stratificazione della ceramica.

Biocompatibilità:

La citotossicità del Liquido di Modellazione è testata assieme alla ceramica dentale in polvere.

Lo stoccaggio sotto 0°C porta al congelamento. Dopo lo scongelamento, la soluzione può essere agitata prima dell'utilizzo. Il congelamento non pregiudica la qualità del prodotto.

Questo liquido non ha scadenza.