

Natural LF Liquido per Opaco

Liquido di costruzione per ceramiche dentali in pasta o polvere

I liquidi fuoriescono durante l'essiccazione ed evaporano durante la fusione nel processo di ricostruzione dentale.

I liquidi sono maneggiati come dispositivi medici di II^a classe, poiché la polvere ceramica dentale e il liquido di costruzione devono essere visti come un unico prodotto.

Composizione:	Quantità in % di peso:		
	H ₂ O (deionizzata)	Glycerine	Chloride
Liquido per Opaco	<4.0	<97.0	<0,1

Per mescolare e/o diluire l'opaco in pasta, sono stati utilizzati liquidi organici con alto punto di ebollizione.

Biocompatibilità:

La citotossicità del Liquido per Opaco è testata assieme alla ceramica dentale in polvere.

Questo liquido non ha scadenza.

Dopo svariati anni il liquido potrebbe diventare leggermente giallognolo ma questo non ha alcun effetto sulla qualità del prodotto.